


Tilbanden voor elke situatie


STANDAARDMODELLEN VOOR VEILIG EN GEMAKKELIJK TILLEN



UNIVERSAL TILBAND, MODEL 000

- Goed standaardmodel, ideaal voor de meeste patiënten
- Biedt steun voor de gehele rug
- De patiënt houdt zijn armen binnen de tilband
- Zorgt voor een rechtopzittende houding (000)


MATEN: S, MS, M, L, XL
MATERIAAL: Polyester, netpolyester, plastic gecoat,



SOFT ORIGINAL HB. TILBAND, MODEL 260

- Te gebruiken voor het tillen van de meeste patiënten
- Beste keuze voor het tillen vanuit een horizontale positie
- Optimale pasvorm en comfort
- Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd
- Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding

MATEN: XS, S, MS, M, L, XL, XXL
MATERIAAL: Polyester




ORIGINAL HIGHBACK TILBAND, MODEL 200 / 250

- Te gebruiken voor het tillen van de meeste patiënten
- Goede keuze voor tillen vanuit een horizontale positie
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd
- Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding
- Model 250, Solo HighBack, is een wegwerptilband, bedoeld voor kortdurend gebruik (niet wassen!)

MATEN: XS, S, MS, M, L, XL,
MATERIAAL: Netpolyester, plastic gecoat netweefsel, polyester, nonwoven materiaal

XXS - brown
XS - red
S - orange
M - yellow
M-Slim - grey
L - blue
XL - black
XXL - white


MODELLEN VOOR BIJZONDERE BEHOEFTES



COMFORTBAND PLUS, MODEL 300/350

- Goed voor patiënten met beenamputaties en patiënten met pijnlijke gewrichten
- De tilband blijft onder de patiënt
- Voor een open buighoek van de heupen
- Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd (350)


MATEN: M, L, XL
MATERIAAL: Netpolyester



AMPUTATIEBAND, MODEL 750

- Voor patiënten met een een- of tweezijdige dijbeenamputatie
- Ideaal voor patiënten die uit de tilband dreigen te glijden
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd
- Semi-achteroverzittende houding


MATEN: S, M, L, XL
MATERIAAL: Polyester, netpolyester



SILHOUETBAND MODEL 220

- Een plooibare tilband van netweefsel voor het tillen naar gevormde stoelen en ondersteuning.
- Goed voor patiënten met handicaps
- Kan na het tillen in de stoel blijven
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd
- De patiënt houdt zijn/haar armen binnen of buiten de tilband

MATEN: XS, S, M, L
MATERIAAL: Netpolyester




ULTRA TILBAND, MODEL 06

- Ontworpen voor zwaarlijfige patiënten
- Biedt extra veel ruimte voor de pannus
- Kan worden gebruikt voor toiletbezoek
- Max. belasting 500 kg

MATEN: Standaard
MATERIAAL: Polyester


STAAN/AMBULANT ZIJN/MOBILITEIT



MASTERVEST, MODEL 600

- Voor patiënten die zelfstandig kunnen staan
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstreining
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan
- Goed voor toiletbezoek, laat onderlichaam vrij
- Goed te combineren met een beenharnas


MATEN: XS, S, M, L, XL, XXL
MATERIAAL: Polyester



MASTERVEST, MODEL 640

- Hetzelfde toepassingsgebied als model 60
- Met bevestiging aan voorzijde
- Aan voorzijde verstelbaar voor buste en maag
- Voor zelfstandige patiënten
- Beenharnas (accessoire) kan geschikt zijn voor sommige patiënten

MATEN: S, M, L, XL
MATERIAAL: Polyester




TILBROEK, MODEL 92/920

- Voor patiënten die zelfstandig kunnen staan
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstreining
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan
- Tilbroek ultra, model 920 ontwikkeld voor ambulante training van bariatriepatiënten

MATEN: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
MATERIAAL: Netpolyester


TOILET/HYGIËNE



HYGIËNEBAND, MODEL 410

- Voor patiënten met een goede stabiliteit
- Gemakkelijk aan te brengen
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek
- De patiënt houdt zijn/haar armen buiten de tilband
- Model 410 is voorzien van een riem voor extra veiligheid en een veilig gevoel


MATEN: XS, S, M, L, XL
MATERIAAL: Polyester



HYGIËNEBAND, MODEL 450

- Voorzien van een veiligheidsriem, ideaal voor patiënten met weinig stabiliteit
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek
- Kan worden gebruikt met één arm binnen de tilband

MATEN: XS, S, M, L, XL
MATERIAAL: Polyester



HYGIËNEVEST, MODEL 550

- Ideaal voor spastische patiënten
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd
- Uitstekende veiligheid bij het tillen naar/van het toilet
- Ondersteunt en tilt rond het bovenlichaam

MATEN: XXS, XS, S, M, L
MATERIAAL: Polyester