

Maak kennis met de Luna X5

Dé nieuwe standaard in plafondtilftsystemen



Design

Modern en tijdloos design, esthetisch en strak wandprofiel



Eenvoud

Een vaste, draagbare en verplaatsbare plafondtilft in één unit, die ongeëvenaarde veelzijdigheid biedt



Duurzaamheid

Laagste CO₂ footprint en Total Cost of Ownership



Voor een veilige transfer

- Eén motor voor iedere situatie, zowel vast als verplaatsbaar inzetbaar
- Tilcapaciteit van 275 kg
- Eenvoudig aan te koppelen verplaatsbare motor
- Ultralicht gewicht van slechts 5,2 kg
- Modern en tijdloos design, esthetisch en strak wandrailsysteem
- Minimaal onderhoud; uitzonderlijk lange levensduur van accu en hijsband
- Eenvoudig en snel te installeren
- Levensduur van 20 jaar of 33.000 tilbewegingen
- Laagste CO₂ footprint en Total Cost of Ownership



**MEER WETEN
OVER DE LUNA?**

info@lopital.nl
+31 (0)13 5239300

“Minder belastend voor zowel mezelf als mijn cliënt”

Onderzoek Gezond & Zeker:

Van verrijdbaar naar plafondtilsystemen. Alle betrokken zorgverleners werden van tevoren getraind, daarna werden de systemen in gebruik genomen. Dit proces werd door middel van praktijkgericht onderzoek gevolgd in opdracht van RegioPlus in het kader van Gezond & Zeker. De resultaten liegen er niet om en de klachten aan het bewegingsapparaat zijn in korte tijd afgenomen.



-18% MINDER RUGKLACHTEN

“Een fantastische toekomst: nu komt er verbetering”

-26% MINDER NEK-, SCHOUDER- EN ARMKLACHTEN

“Geeft de cliënt een veiliger gevoel”

-42% MINDER KNEIKLACHTEN

“Minder belastend voor zowel mezelf als mijn cliënt”

Zorgverleners zijn uitzonderlijk tevreden over de plafondsystemen. Het gemiddelde rapportcijfer is een 9.

Gezond & Zeker is een project van de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, verenigd in RegioPlus. Dit onderzoek is uitgevoerd door LOCOmotion, in opdracht van Gezond & Zeker. Het volledige rapport is te vinden via regioplus.nl en gezondenzeker.nl.



Als de zorg mag kiezen, kiest de zorg voor Lopital